

**1) Può spiegare il disegno dei punti di inserzione dell'addome?**

Utilizzando una pompa per insulina è molto importante ruotare il sito di inserzione poiché il set infusionale rimane posizionato per tre giorni nello stesso punto erogando i boli e l'insulina basale.

Per una corretta rotazione del sito è opportuno rivolgersi al proprio centro diabetologico.

**2) Quando tolgo l'aria dalla cartuccia mi sembra sempre che rimanga ancora aria da togliere perché continuano ad uscire bolle. Posso ripetere l'operazione di estrazione delle bolle?**

Quando viene estratta l'aria residua dalla cartuccia tramite la siringa piena di insulina è sufficiente sollevare lo stantuffo della siringa verso l'alto UNA sola volta. Assicurarsi che l'ago sia ben avvitato nella siringa in modo da evitare l'ingresso di aria.

**3) Cosa servono i cappucci blu e rosa che vengono forniti?**

I cappucci blu e rosa sono dei tappi. Quando ci si reca in piscina o al mare la pompa deve essere disconnessa dal corpo e per proteggere il cerotto posizionato sulla pelle dall'ingresso di cloro o sale occorre utilizzarli. È possibile utilizzare i tappi anche quando si fa il bagno o la doccia.