

Importanti indicazioni per la ricarica della batteria della pompa per insulina Tandem





Importanti indicazioni per la ricarica della batteria



- Controllare periodicamente l'indicatore della batteria
- Caricare la batteria **ogni giorno per 15 – 20 minuti**
- Utilizzare il **cavo originale Tandem** per la ricarica
- Durante la ricarica assicurarsi che sia presente il **“fulmine” sull'icona della batteria**
- Quando la **pompa raggiunge il 100% rimuoverla dal caricatore**
- **Non è raccomandato caricare la pompa durante la notte**
- Se viene notificato l'avviso di batteria scarica, caricare la pompa prima possibile
- Evitare di scaricare la pompa completamente con frequenza elevata (evitare che la pompa raggiunga lo 0%)
- Se la batteria è completamente scarica (0%) lo schermo potrebbe non accendersi immediatamente quando la pompa viene collegata all'alimentazione
- Tenere sempre a disposizione **un dispositivo di ricarica portatile**; consentirà la ricarica in movimento!

