



SUGGERIMENTI PER L'ESTATE



DIECI SUGGERIMENTI PER TE:

- 1 Idratati bene
- 2 Dopo l'applicazione del Sensore e del Set Infusionale utilizza dei cerotti aggiuntivi così che non si stacchino a causa del caldo o del sudore;
- 3 Quando fai il bagno in piscina o al mare, stacca la pompa e riponila in un luogo al riparo dai raggi solari. Ricorda di chiudere il set con l'apposito tappino, in modo che il sale o il cloro non lo otturino;
- 4 Porta sempre con te tutto l'occorrente per un cambio set (insulina, cartuccia e set infusionale) e un cambio sensore (sensore e trasmettitore);
- 5 Se ti vengono irritazioni, prima di applicare il sensore o il Set Infusionale, utilizza appositi spray disponibili in farmacia;
- 6 Ricordati di detergere correttamente l'area dove applicherai il Sensore o il Set Infusionale, preferibilmente con alcool rosa;
- 7 Se viaggi in aereo, ricordati di staccare la pompa prima di passare i controlli e porta sempre con te tutti i documenti necessari. Scaricali direttamente accedendo alla pagina <https://movi-elab.it/utilizzatori/documenti-utili/>;
- 8 Non dimenticare mai il piano B: porta sempre con te la terapia Multi-iniettiva e il glucometro;
- 9 Se decidi di andare all'estero, ricordati di attivare il programma holiday accedendo al seguente link: <https://movi-elab.it/holiday/richiesta.php>;
- 10 Ricordati di ruotare i siti di inserzione sia del sensore che del set infusionale.