



SUGGERIMENTI PER L'ESTATE

DIECI SUGGERIMENTI PER TE:

- 1 Idratati bene;
- 2 Dopo l'applicazione del sensore e del set infusionale utilizza dei cerotti aggiuntivi così che non si stacchino a causa del caldo o del sudore;
- 3 Quando fai il bagno in piscina o al mare, stacca il microinfusore e riponilo in un luogo al riparo dai raggi solari. Ricorda di chiudere il set con l'apposito tappino, in modo che il sale o il cloro non lo otturino;
- 4 Porta sempre con te tutto l'occorrente per un cambio set (insulina, cartuccia e set infusionale) e un cambio sensore (sensore e trasmettitore);
- 5 Se ti vengono irritazioni, prima di applicare il sensore o il set infusionale, utilizza appositi spray disponibili in farmacia;
- 6 Ricordati di detergere correttamente l'area dove applicherai il sensore o il set infusionale, preferibilmente con alcool rosa;
- 7 Se viaggi in aereo, ricordati di staccare la pompa prima di passare i controlli e porta sempre con te tutti i documenti necessari.
Scaricali direttamente accedendo alla pagina <https://movi-elab.it/utilizzatori/documenti-utili/>;
- 8 Non dimenticare mai il piano B: porta sempre con te la terapia multi-iniettiva e il glucometro;
- 9 Se decidi di andare all'estero, ricordati di attivare il Programma Holiday accedendo al seguente link: <https://movi-elab.it/holiday/richiesta.php>;
- 10 Ricordati di ruotare i siti di inserzione sia del sensore che del set infusionale.

